




- **Entraîneur pour brosse circulaire BCM**
- **Matières :**
Corps : polypropylène renforcé fibres de verre
Vis : inox 316L sur insert
- Résiste aux acides, aux alcalies, aux lumières extrêmes

Utilisation

- Cet élément est indispensable pour bloquer l'empilement de brosses en translation et pour l'entraîner en rotation

Comment choisir

- La brosse et l'entraîneur doivent avoir le même diamètre de corps et d'alésage, quelle que soit la densité de la brosse



**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+	30+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØC corps	ØA alésage	Pour densité	Nb de dents	Prix Uni. 1 à 4
BCM30-T	30	12	Haute	8	25,59 €
			Moyenne		
			Basse		
BCM55-T	55	25	Haute	16	25,59 €
			Moyenne		
			Basse		
BCM80-T	80	30	Haute	16	25,59 €
			Moyenne		
			Basse		
BCM110-T	110	60	Haute	8	41,12 €
			Moyenne		
			Basse		